



Rozwiązania firmy Phonak dla dzieci i młodzieży

Przegląd produktów i zalecenia w zależności od wieku



PHONAK
life is on

Odkrywaj świat z odpowiednim wyposażeniem

Dziecko to nie jest mały dorosły, dlatego nie może istnieć jedno rozwiązanie wspomagające słyszenie pasujące dla wszystkich i do wszystkiego. Potrzeby dzieci i sposób w jaki korzystają ze wsparcia rodziny, przyjaciół i szkoły będą się zmieniać w czasie. Podobnie jak dziecko wyrasta z potrzeby karmienia butelką i jako nastolatek potrafi samodzielnie przygotować posiłek, wyposażenie w urządzenia wspomagające słyszenie, które dają mu najlepsze słyszenie i rozumienie mowy, także się zmienia.

Niemowlęta i małe dzieci dopiero zaczynają odkrywać świat dźwięków, a ich wyposażenie musi być bezpieczne i łatwe w obsłudze dla rodziców. Kiedy dzieci zaczynają uczęszczać do szkoły, otaczające je sytuacje akustyczne są coraz bardziej złożone, a zrozumienie mowy może decydować o ich sukcesach w nauce. Dla nastolatków uzyskanie niezależności i kontroli nad wyposażeniem wspierającym słyszenie oznacza, że mają więcej możliwości w doborze rozwiązania, które pokochają, i z którego będą korzystać.

Międzynarodowa Pediatryczna Rada Konsultacyjna Phonak dostarcza odpowiednich do wieku rekomendacji dopasowania w trybie Junior programu Phonak Target. Ponadto istnieje wiele możliwości doboru zestawu rozwiązań wspomagających słyszenie dziecka. Poniższe zalecenia dotyczące takich zestawów odpowiednich do wieku mogą być stosowane jako przewodnik.

Phonak Sky™ V – modele



Phonak Sky V-M

Mini BTE

Bateria 312

Wskaźnik świetlny

Rożek i komora baterii z zabezpieczeniem*

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka



Phonak Sky V-P, SP, or UP

Tradycyjny BTE

Bateria 13 lub 675

Wskaźnik świetlny

Rożek i komora baterii z zabezpieczeniem*

DAI dla odbiorników Roger podłączanych do aparatów

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka



Phonak Sky V-RIC

Receiver-in-Canal

Bateria 13


3 rodzaje słuchawek

DAI dla odbiorników Roger podłączanych do aparatów

Obuuszna Technologia VoiceStream™

T-cewka

*Zgodność ze standardem IEC (60601-2-66)



Niemowlęta i małe dzieci

| | |
|---|--|
| Sky V-M | ✓ Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka |
| Sky V-P | ✓ Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka |
| Sky V-SP | ✓ Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka |
| Sky V-UP | ✓ Z zabezpieczeniem komory baterii i rożka |
| Sky V-RIC | |
| Roger Touchscreen Mic | ✓ Do użycia w domu i przedszkolu/podczas opieki nad dzieckiem |
| Roger Clip-On Mic | ✓ Do użycia w domu przez rodziców i rodzeństwo |
| Roger Pen | ✓ Doświadczeni rodzice lub dzieci wymagające połączenia Bluetooth® |
| Roger zintegrowane kształtem odbiorniki | ✓ Z zabezpieczeniem |
| Roger X | Nie zalecany dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy |
| Roger MyLink | |
| Roger Focus | |
| CROS II | |
| DECT Phone II | ✓ |
| ComPilot II | |
| ComPilot Air II | |
| TVLink II | |
| PilotOne II | ✓ Dobry dla rodziców |
| EasyCall II | ✓ |


✓ Zalecany

Nie zalecany



Dzieci w wieku szkolnym

| |
|--|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ W wieku 8 lat i starsze |
| ✓ Do użycia w szkole i w domu |
| ✓ Do użycia w domu i po szkole |
| ✓ Do użycia w domu i po szkole |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ 6 lat i starsze |
| ✓ Dla dzieci z jednostronną głuchotą |
| ✓ |
| ✓ W wieku 8 lat i starsze lub gdy może być obsługiwany niezależnie |
| ✓ W wieku 8 lat i starsze lub gdy może być obsługiwany niezależnie |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |



Młodzież

| |
|--------------------------------------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ Do użycia w domu |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ Dla dzieci z jednostronną głuchotą |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Mikrofony / nadajniki Roger™



Roger Touchscreen Mic

Automatyczne mikrofony
Tryb Mała Grupa
Czas działania – 10 godzin
Ekran dotykowy z technologią Swipe
Wskaźniki świetlne



Roger Pen

Dyskretny
Automatyczne mikrofony
Bluetooth
Ładowalny
Stacja dokująca



Roger Clip-On Mic

Mały
Kierunkowy
Ładowalny
Stacja dokująca

Odbiorniki Roger



Roger zintegrowany kształtem

Dyskretny
Dostępna opcja z zabezpieczeniem
Dostępny dla wybranych aparatów BTE i RIC firmy Phonak



Roger X

Mały
Uniwersalny
Współpracuje z większością aparatów BTE i implantów ślimakowych CI
Współpracuje z większością streamerów



Roger MyLink

Uniwersalny
Indukcja
Współpracuje z aparatami wyposażonymi w T-cewkę
Wyjście słuchawkowe



Roger Focus

SlimTube
Otwarte dopasowanie
Bateria 312
Norma słyszenia przynajmniej w jednym uchu
• Jednostronny ubytek słuchu
• Zaburzenia procesu przetwarzania słuchowego
• Spektrum zaburzeń autystycznych

Akcesoria bezprzewodowe



Phonak DECT Phone

Stacjonarny telefon bezprzewodowy
Przesyłanie sygnału do obydwu aparatów słuchowych
Tryb dodatkowego wzmocnienia
Również dla osób z normą słuchu



ComPilot II

Przesyłanie sygnału do obydwu aparatów słuchowych
Stereo
Przesyłanie muzyki i rozmów telefonicznych Bluetooth®
Zdalna kontrola aparatów słuchowych
24 godziny czasu przesyłu
Ładowalny



ComPilot Air II

Przesyłanie sygnału do obydwu aparatów słuchowych
Przesyłanie muzyki i rozmów telefonicznych przez Bluetooth®
Mały i łatwy do przypięcia
Bezprzewodowa transmisja do obydwu aparatów słuchowych
Zdalna kontrola
4 godziny czasu przesyłu



PilotOne II

Zdalna kontrola
Mały
Łatwa zmiana głośności i programów
Bateria AAA



Phonak TVLink II

Transmitowanie sygnału audio przez Bluetooth®
Cyfrowe i analogowe wejście audio
Łatwy do podłączenia



Phonak EasyCall II

Uniwersalny, do każdego telefonu komórkowego obsługującego Bluetooth®
Słyszenie obuuszne
Tylko do rozmów telefonicznych
10 godzin czasu rozmowy
Dostępne etui do wybranych modeli telefonów

Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych, którzy zaufali naszej wiedzy, pomysłowości i trosce. W kreatywny sposób stawiamy czoła ograniczeniom technologicznym, promując innowacyjne rozwiązania, które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonakpro.pl/pediatric

